



# Schnelle Bestimmung von Inhaltsstoffen

## Der mylab NIR-Analyzer

### Kompaktes NIR-Spektrometer

Der mylab NIR-Analyzer ist ein leistungsstarkes NIR-Spektrometer mit einem attraktiven Preis-Leistungs-verhältnis. Das kompakte, platzsparende Messgerät bietet eine schnelle und robuste Alternative zu aufwendigen, chemischen Analyseverfahren. Eine Vielzahl von qualitativen und quantitativen Parametern wird innerhalb von Sekunden bestimmt.



### Jetzt Angebot anfordern

Für eine Arbeit mit dem mylab NIR-Analyzer stehen Ihnen drei Optionen zur Verfügung: Monatliche Miete; Mietkauf; Sofortkauf. Fragen Sie jetzt nach einem unverbindlichen Angebot.

### Großes Messfeld für hohe Genauigkeit

Durch seinen großen Messfelddurchmesser wird die Probe über einen großen Oberflächenquerschnitt analysiert. Damit sind die Bestimmungsergebnisse auch bei inhomogenen Proben noch enger an denen der nass-chemischen Laboranalytik.

### Viefältige Einsatzmöglichkeiten

Die mylab NIR-Analyzer-Serie ist jeweils für bestimmte Lebensmittelklassen und deren Inhaltsstoffe kalibriert. Weitere Kalibrationen (auch lebensmittelfremde) können implementiert werden.

### Kontakt

**Alexander Mücke**  
info@mylab-analyzer.de  
+49 3603 833193

fzmb GmbH  
mylab Systemlösungen

Geranienweg 7  
99947 Bad Langensalza  
Deutschland

[www.mylab-analyzer.de](http://www.mylab-analyzer.de)